



El anti-incrustante/dispersante SpectraGuard™ 150 SC es un químico pretratador concentrado que controla sales inorgánicas, hidróxidos de metal y coloidales en plantas de Osmosis Inversa. Posee características únicas que ofrece un desempeño con mayor control de la química del suministro de agua, reduciendo así la suciedad en las membranas y las necesidades de limpieza. SpectraGuard™ 150 SC es compatible con todo tipo de membranas y sus componentes.

Características/Beneficios

- Super Concentrado 11x (SC) reduce significativamente los costos de flete y las necesidades de almacenamiento
- Su estructura molecular estable mantiene su integridad en condiciones con un pH Alto, altas temperaturas y aplicaciones de alto contenido salino
- Compatible y no se precipitará ante la presencia de óxidos de metal contenidos en el suministro de agua
- Clasificado para uso en sistemas de membranas que producen agua potable (ANSI/NSF Standard 60)

Aplicaciones

- Controla el carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de calcio, sílica e hidróxidos de hierro y aluminio

Especificaciones

Apariencia	Líquido color ambar claro
pH	1.0 – 2.0
Densidad (kg/litros)	1.4 – 1.5

Presentaciones

Cubeta: 5 galones/18.9 litros

Tambor: 275 galones/1,040 litros

Carga: 55 galones/208 litros

Bulto: disponible bajo pedido

Para solicitar un empaque especial, por favor contacte PWT o a su distribuidor local.

AQUAREP S.R.L.

Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Tel: + (5411) 6091-0087 | info@aquarep.com.ar | www.aquarep.com.ar

SpectraGuard™ 150 SC
CONCENTRADO, ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

SpectraGuard™ 150 SC

CONCENTRADO, ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

Mezclado General e Instrucciones para la aplicación de SpectraGuard™ 150 SC

1. Dosis típica varía entre 0.18 to 0.56 mg/l
2. Contacta a Professional Water Technologies™ o a tu distribuidor local para consultar una dosificación personalizada

ProDose XPRT™ – Software de predicción incrustante

El software ProDose XPRT™ predictor de anti-incrustante, propiedad de PWT, provee inmediatamente la dosis necesaria de nuestros químicos especializados. El software puede crear casos en múltiples condiciones de operación, brindando análisis concentrados que dan como resultado una óptima selección de producto y dosis PWT. ProDose XPRT™ puede generar reportes completos y comprensivos detallando las proyecciones del anti-incrustante.

ProDose XPRT™ esta disponible bajo pedido.

Por favor contacte su representante de PWT para mayor información.

The screenshot displays the PWT ProDose software interface. At the top, there's a header with the PWT logo and a navigation bar with tabs: UNITS, TEMPERATURE, PERMEATE FLOW, RECOVERY, ANTISCALANT, DOSAGE, SOURCE, PROJECT NAME, and CASE. Below this, a sidebar on the left contains icons for PROJECT INFORMATION, WATER QUALITY, SYSTEM INFORMATION, CHEMICAL SELECTION, CALCULATIONS, and REPORT. The main area is divided into several sections: OVERVIEW (with fields for CLIENT NAME, PROJECT NAME, LOCATION, PREPARED BY, DATE, and WATER TYPE), MEASUREMENTS (with dropdowns for PRESET UNITS, TEMPERATURE, FLOW RATES, and MASS UNITS), COMMENTS (OPTIONAL) (a text area), and TOTAL CASES (1 AVAILABLE) (a table with columns for Cases and Modified Date). The table shows one case with ID 1 and a modified date of 5/27/2016. Below the table is a section for Selected Case Description.



AQUAREP S.R.L.

Leopoldo Lugones N° 1872, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Tel: + (5411) 6091-0087 | info@quarep.com.ar | www.quarep.com.ar